

smilesonic **KIDS**

USER MANUAL



CHAPTER 1

Meet your new friends

Hi, it's nice to meet you!

Starting today, we will take care of your teeth together.

First, pay attention to the elements of your toothbrush.

Delicate bristles that ensure sensitive and pleasant cleaning

Replaceable head

Handle

Power button

Battery and mode indicator
(In the Clean mode, the light is white.
In the Sensitive mode, the light is blue.
The light flashes when there is a need to charge the device.)

Stand with the induction charger



CHAPTER 2


Teeth love to be brushed

Let's prepare for brushing



1

Soak the head
in water



2

Prepare a glass of
warm water




3

Put a bit of toothpaste
on the head

It's time to start brushing!

Put the head of the toothbrush in your mouth and press the power button to switch it on. Before you start brushing, select the mode appropriate for you using the power button (Clean – standard movement speed; Sensitive – more delicate movement speed).

The toothbrush will measure the time of brushing and will switch off automatically.



Is it that simple?

Separate your teeth into 4 equal sections, and brush each section for 30 seconds. Slowly and delicately, move from one tooth to another with your toothbrush. After brushing, thoroughly rinse your mouth and teeth. Don't forget to clean your toothbrush and rinse the head.



We work towards healthy gums

If you are just beginning to use a sonic toothbrush, brush your teeth using the Sensitive mode. Don't press your toothbrush against your teeth too hard and avoid contact with gums. After brushing, place the toothbrush somewhere safe.



PSST! LET ME TELL YOU A SECRET!
YOUR TEETH WILL BE HAPPIEST
WHEN YOU BRUSH THEM
EVERY MORNING AND
EVERY EVENING.

CHAPTER 3

The things our teeth enjoy apart from brushing.

1. Brush your teeth every morning and every evening

Regular brushing yields the best results. Invest in white teeth and fresh breath.

2. Choose a head that was designed exclusively for children

The teeth and gums of children are delicate and sensitive. Select a head with appropriate bristles.

3. Select the appropriate mode

If you are just beginning to use an electric toothbrush, if your teeth are particularly sensitive (pain or bleeding appears when brushing), or if you simply prefer more delicate cleaning, use the Sensitive mode. In all other cases, use the Clean mode.

4. Use toothpaste for children

The teeth of children differ from those of adults. Use special toothpaste for children.

5. Teeth prefer delicate brushing

Don't press the toothbrush against your teeth too hard and avoid contact with gums.

6. Rinse your mouth with water after meals

After eating, the enamel on your teeth may be weakened. After you finish a meal, rinse your mouth and wait 20 minutes before brushing.

7. Drink more water

More humidity in the mouth means better protection against bacteria.

CHAPTER 4

Answer me! Children ask questions

Question: When can I start brushing my teeth with an electric toothbrush?

Answer: When we are 2-3 years old we already have about 20 milk teeth. A child that is 3 years old can already be given a gift in the form of an electric toothbrush. At that time, the child should also be taught further healthy habits improving the hygiene of the oral cavity.

Question: Why is my toothbrush for children different than my mom and dad's?

Answer: Teeth and gums are more sensitive in children than in adults. The speed of the toothbrush for children is lower, and the bristles of the head are soft and sensitive.

Question: Why do I have to brush my teeth? My milk teeth will be gone anyway.

Answer: Everything starts with milk teeth. It is at the moment when they start to appear that the good habits – prophylaxis, hygiene and a diet – start to form in children and adults. They are of great importance for the health of children in later years.

Question: Why we shouldn't brush our teeth immediately after a meal?

Answer: After a meal, we should wait for about 20 minutes before brushing our teeth. It is important to remember that food often includes acids, which soften and weaken the enamel. After eating, it is enough to rinse our mouth with cold water.

smilesonic **KIDS**

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ROZDZIAŁ I

Poznaj nowych przyjaciół

Cześć, miło cię poznać!

Od dzisiaj wspólnie będziemy dbać o twoje zęby. Na początek zobacz jak zbudowana jest szczoteczka do zębów.

Delikatne włosie zapewniające łagodne i przyjemne mycie


Wymienna główka szczoteczki

Rękojeść szczoteczki

Przycisk zasilania oraz zmiany trybu

Wskaźnik stanu baterii i rodzaju wybranego trybu pracy (W trybie Clean wskaźnik świeci na biało, a w trybie Sensitive na niebiesko. Światelko mruga, gdy trzeba naładować szczoteczkę.)

Podstawa z ładowarką indukcyjną



ROZDZIAŁ 2


Zęby uwielbiają mycie

Szykujemy się do mycia



1

Namocz główkę
szczoteczki wodą



2

Przygotuj szklanę
cieplej wody




3

Wyciśnij na główkę
odrobinę pasty


Czas zaczynać!

Włóż główkę szczoteczki do ust i naciśnij włącznik, aby wystartować. Zanim zaczniesz mycie, przy pomocy włącznika dobierz jeszcze odpowiedni dla siebie tryb pracy (w trybie Clean szczoteczka pracuje ze standardową prędkością, w trybie Sensitive jej ruchy są łagodniejsze). Szczoteczka sama odliczy czas mycia i wyłączy się po czyszczeniu.



To takie proste?

Podziel zęby na 4 równe części i myj każdą z nich przez 30 sekund. Delikatnie i powoli przesuwaj szczoteczkę po wszystkich zębach. Po myciu wypłucz dokładnie usta i zęby. Nie zapomnij też wyczyścić szczoteczki do zębów i opłukać końcówki.



Dbamy o zdrowe dziąsła

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać ze szczoteczki elektrycznej, szczotkuj zęby w trybie Sensitive. Nie przyciskaj zbyt mocno szczoteczki do zębów i unikaj kontaktu z dziąsłami. Po skończonym myciu postaw szczoteczkę w bezpiecznym miejscu.



PSSST! ZDRADZĘ CI TAJEMNICĘ!
ZĘBY BĘDĄ NAJSZCZĘŚLIWSZE WTEDY,
GDY BĘDZIESZ MYĆ JE CODZIENNIE
RANO I WIECZOREM.

ROZDZIAŁ 3

Co lubią zęby oprócz mycia?

1. Myj zęby rano i wieczorem

Regularne mycie daje najlepsze efekty. Zadbaj o białe zęby i świeży oddech.

2. Wybierz specjalną główkę szczoteczki dla dzieci

Zęby oraz dziąsła dzieci są delikatne i wrażliwe. Wybierz końcówkę z odpowiednim włosiem.

3. Wybierz odpowiedni tryb pracy

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać ze szczoteczki elektrycznej, twoje ząbki są wyjątkowo wrażliwe (podczas mycia pojawia się u Ciebie ból czy krwawienie), bądź wolisz delikatniejsze czyszczenie, korzystaj z trybu Sensitive. W każdym innym wypadku myj zęby w trybie Clean.

4. Używaj pasty do zębów dla dzieci

Zęby u dzieci i dorosłych nie są takie same. Używaj specjalnej pasty do zębów dla dzieci.

5. Zęby lubią delikatne mycie

Nie przyciskaj zbyt mocno szczoteczki do zębów i unikaj kontaktu z dziąsłami.

6. Płucz usta wodą po posiłkach

Po jedzeniu szkliwo na zębach może być osłabione. Po skończonym posiłku wypłucz usta i odczekaj 20 minut przed szczotkowaniem.

7. Pij więcej wody

Większa wilgotność w ustach to lepsza ochrona przed bakteriami.

ROZDZIAŁ 4

Odpowiedz mi! Dzieci zadają pytania

Pytanie: Kiedy mogę zacząć myć zęby szczoteczką elektryczną?

Odpowiedź: W wieku 2-3 lat mamy już około 20 mlecznych zębów. Dziecku, które ukończyło 3 lata, można podarować szczoteczkę elektryczną i nauczyć je kolejnych nawyków poprawiających higienę jamy ustnej.

Pytanie: Dlaczego moja szczoteczka dla dzieci różni się od szczoteczki mamy i taty?

Odpowiedź: Zęby i dziąsła dzieci są bardziej wrażliwe niż u dorosłych. Prędkość działania szczoteczki do zębów dla dzieci jest mniejsza, a włosie końcówki miękkie i łagodne.

Pytanie: Dlaczego muszę myć zęby? Moje mleczaki i tak wypadną.

Odpowiedź: Wszystko zaczyna się od zębów mlecznych. To właśnie w okresie ich wyrzynania się kształtują się profilaktyczne, higieniczne i dietetyczne nawyki dzieci i rodziców, mające ogromne znaczenie dla późniejszego zdrowia dziecka.

Pytanie: Dlaczego nie powinno się myć zębów od razu po posiłku?

Odpowiedź: Po spożytym posiłku należy odczekać 20 minut, zanim zechce się umyć zęby. Należy pamiętać, że w jedzeniu często są kwasy, które rozmiękczejają i osłabiają szkliwo. Po jedzeniu wystarczy przepłukać usta zimną wodą.

smilesonic **KIDS**

BRUSHING CALENDAR
KALENDARZ MYCIA



BRUSHING CALENDAR

KALENDARZ MYCIA



Monday
Poniedziałek

Tuesday
Wtorek

Wednesday
Środa

Thursday
Czwartek

Friday
Piątek

Saturday
Sobota

Sunday
Niedziela

BRUSHING CALENDAR

KALENDARZ MYCIA



Monday
Poniedziałek

Tuesday
Wtorek

Wednesday
Środa

Thursday
Czwartek

Friday
Piątek

Saturday
Sobota

Sunday
Niedziela

BRUSHING CALENDAR

KALENDARZ MYCIA



Monday
Poniedziałek

Tuesday
Wtorek

Wednesday
Środa

Thursday
Czwartek

Friday
Piątek

Saturday
Sobota

Sunday
Niedziela

BRUSHING CALENDAR

KALENDARZ MYCIA



Monday
Poniedziałek

Tuesday
Wtorek

Wednesday
Środa

Thursday
Czwartek

Friday
Piątek

Saturday
Sobota

Sunday
Niedziela

BRUSHING CALENDAR

KALENDARZ MYCIA



Monday
Poniedziałek

Tuesday
Wtorek

Wednesday
Środa

Thursday
Czwartek

Friday
Piątek

Saturday
Sobota

Sunday
Niedziela

Technical details

Product name: **Smilesonic Kids**

Brushing modes: **2 modes – Clean (62000 brush movements per minute) and Sensitive (52000 brush movements per minute)**

Operating voltage: **4 V**

Power rating: **3 W**

Total working time: **60-180 minutes**

Charging time: **6-15 hours**

Battery: **lithium battery/14500/650 mAh**

Waterproof rating: **IPX7**

The set contains: toothbrush handle, 2 heads, charger

FAQ

1. Why does my toothbrush vibrate slowly or the vibrations get weaker?

Answer: The head of the toothbrush might be incorrectly or too tightly attached to the handle. Detach the head and attach it again.

2. Why does my toothbrush lose its charge so quickly after full recharging?

Answer: Make sure the toothbrush is positioned vertically when charging. If the problem persists, contact us to repair or replace the device.

3. Why doesn't my toothbrush switch on?

Answer: Make sure that the toothbrush was properly charged and continue using the device normally after charging. If problems persist, contact us to repair or replace the device.

4. Is it possible to replace the power cord?

Answer: No, if the cord is damaged, you have to stop using the device and dispose of it.

5. Is the charger waterproof?

Answer: The charger features IPX7 waterproof class, but it is important not to keep it soaked or submerged in water. Make sure the charger is dry before connecting it to the power outlet and initialising recharge.

Proper brushing techniques

1. Slowly and gently move the brush head along the teeth in a back-and-forth motion, allowing the bristles to get to the interdental surfaces.
2. Do not brush the teeth the same way you did while using the manual toothbrush.
3. In order to increase the effectiveness of brushing, gently apply the toothbrush to the teeth, allowing it to brush them for you.
4. It is recommended to brush not only your teeth, but gums as well. The suggested order of brushing is: the outer surface, the inner surface and finally the chewing surface.

Cleaning the toothbrush

1. Clean the toothbrush regularly. Wash the handle and the head with running water after each use.
2. Carefully dry all parts before putting them on the stand.
3. Before cleaning the charger, make sure to unplug it
4. It is forbidden to clean the charger under running water or soaking it.
5. Carefully dry the charger before plugging it back on

Charging

1. The toothbrush included in the set is charged and ready for use. Please use it until a full discharge.
2. Rapid blinking of the battery indicator means that the battery power is running low.
3. Plug in the charger to mains power supply and then place the toothbrush on it.
4. During the charging procedure, the battery indicator should blink.
5. The indicator will continue blinking until the toothbrush is fully charged.
6. A full charging cycle lasts from 6 to 15 hours, allowing for 60 to 180 minutes of continuous work (depending on the selected brushing mode).
7. Once charged, the device will indicate the full battery by a constant light.
8. We can unplug the charger or leave it be (the device is protected against overcharging).

Safety

1. Before using the device for the very first time, make sure to read its instruction manual.
2. Before plugging the device, make sure that the voltage shown on the device is the same as the one in the outlet.
3. If the device is damaged in any way or makes unusual noises after being powered on (head, handle, charger, travel case), do not use it. It is forbidden to try to repair it on your own. The device does not contain any elements made for the user's repairs.
4. If the charger, travel case or brush heads are damaged, replace them with the original parts of the same type in order to avoid any potential danger.
5. While unplugging the device, always grab and pull the plug, not the cable.
6. The charger and power cord should be used and stored away from heat sources, water and damp.
7. The device should not be used by people (including children) with physical, sensory or mental impairments and those lacking knowledge or experience necessary to operate such devices. Children should be instructed not to use the device as a toy.
8. The device should not be used in any way other than the one specified in the manual. The tooth brush is made only for cleaning teeth, gums and tongue.
9. The manufacturer does not hold responsibility for damage caused by improper use of the product.
10. Do not use unofficial accessories.
11. Do not use the toothbrush and the charger while in bath or when taking a shower.
12. Do not use this device in places where it can be placed in or thrown into water.
13. Do not submerge the handle or the charger in water or any other liquid. After cleaning the device, make sure that every component is dry before plugging it back.
14. The device should not be used with wet hands.

15. The device is for home use only. It is not made for professional use.
16. If you had to undergo a jaw/gum surgery within the last 2 months, make sure to contact your doctor before using the device.
17. Consult your dentist if your gums start bleeding after using the toothbrush.
18. If you are using a pacemaker or a similar device, contact your doctor or the product's manufacture before using the toothbrush.
19. Replace the brush head every 3 months or sooner if you notice signs of wearing out.
20. Do not clean the brush heads in the dishwasher.
21. Do not use heads other than the ones recommended by the manufacturer.



**Correct disposal of this product
(waste Electrical & electronic equipment)**



After the product has reached the end of its service life, it is forbidden to throw it away along with regular waste. Instead, it should be brought to your local collection/recycling point for electric and electronic devices. This procedure is indicated by the symbol found on the product, packaging or in the manual. The materials used for manufacturing the device can be recycled and used again. Thanks to recycling, or other forms of disposing the device, you are all contributing to protecting the environment. The information about finding the correct recycling point can be obtained at your local municipal administration or the retail shop where you purchase the device.

smilesonic Ltd

C220d Trident Business Centre
89 Bickersteth Road
SW17 9SH London
United Kingdom

Specyfikacja

Nazwa produktu: **Smilesonic Kids**

Tryby szczotkowania: **2 tryby – Clean (62000 ruchów szczoteczki na minutę) i Sensitive (52000 ruchów szczoteczki na minutę)**

Napięcie robocze: **4 V**

Moc znamionowa: **3 W**

Łączny czas pracy: **60-180 minut**

Czas ładowania: **6-15 godzin**

Bateria: **bateria litowa/14500/650 mAh**

Poziom wodoszczelności: **IPX7**

W skład zestawu wchodzi:

rekojeść szczoteczki, 2 główki, ładowarka

Popularne pytania

1. Dlaczego szczoteczka słabo wibruje lub wibruje coraz mniej?

Odpowiedź: Główka szczoteczki może być niewłaściwie lub zbyt mocno połączona z rekojeścią. Wyjmij główkę szczoteczki i zainstaluj ją ponownie.

2. Dlaczego szczoteczka po pełnym naładowaniu tak szybko się rozładowuje?

Odpowiedź: Upewnij się, że szczoteczka jest ustawiona pionowo podczas ładowania. W przypadku dalszych problemów z działaniem skontaktuj się z nami w celu naprawy lub wymiany.

3. Dlaczego szczoteczka się nie włącza?

Odpowiedź: Upewnij się, że szczoteczka została odpowiednio naładowana i po ładowaniu kontynuuj normalne użytkowanie. W przypadku dalszych problemów z działaniem skontaktuj się z nami w celu naprawy lub wymiany.

4. Czy można wymienić kabel zasilający?

Odpowiedź: Przewodu zasilającego nie można wymienić. Jeśli przewód jest uszkodzony należy zaprzestać użytkowania i zutylizować urządzenie.

5. Czy ładowarka jest wodoodporna?

Odpowiedź: Ładowarka ma klasę wodoszczelności IPX7, ale nie można przechowywać jej zamoczonej lub zanurzonej w wodzie. Należy upewnić się przed rozpoczęciem ładowania i podłączeniem do zasilania, że ładowarka jest sucha.

Prawidłowe szczotkowanie

1. Powoli i delikatnie przesuwać główkę szczoteczki po zębach do przodu i do tyłu, tak aby włosie mogło dotrzeć do szczelin między zębami.
2. Nie szoruj tak, jak przy użyciu tradycyjnej szczoteczki manualnej.
3. W celu zwiększenia skuteczności czyszczenia delikatnie przyciśnij szczoteczkę do zębów i pozwól jej szczotkować za Ciebie.
4. Zaleca się szczotkować zarówno zęby, jak i dziąsła. Sugerowaną kolejnością szczotkowania zębów jest: powierzchnia zewnętrzna, powierzchnia wewnętrzna, a następnie powierzchnia żująca.

Czyszczenie szczoteczki

1. Czyścić szczoteczkę regularnie z resztek pasty do zębów. Po każdym użyciu płucz rękojeść i główkę szczoteczki pod bieżącą wodą.
2. Dokładnie wysusz wszystkie części przed umieszczeniem ich na ładowarce.
3. Przed czyszczeniem ładowarki, należy najpierw odłączyć ją od zasilania.
4. Zabrania się czyścić ładowarkę pod bieżącą wodą lub moczyć ją w wodzie.
5. Dokładnie wysusz ładowarkę przed podłączeniem jej do zasilania.

Ładowanie

1. Szczoteczka znajdująca się w zestawie jest naładowana i gotowa do użycia. Należy z niej korzystać dopóki bateria nie zostanie rozładowana.
2. Miganie wskaźnika zasilania/ładowania wskazuje, że poziom naładowania akumulatora jest niski.
3. Podłącz ładowarkę do zasilania sieciowego i umieść na niej szczoteczkę.
4. Podczas ładowania wskaźnik zasilania/ładowania powinien migać.
5. Wskaźnik ładowania miga, dopóki szczoteczka nie zostanie całkowicie naładowana.
6. Pełen cykl ładowania trwa od 6 do 15 godzin i umożliwia od 60 do 180 minut ciągłej pracy szczoteczki (w zależności od wybranego trybu pracy).
7. Po zakończeniu ładowania, wskaźnik ładowania wskazuje pełną baterię świecąc jednostajnie.
8. Można odłączyć ładowarkę od zasilania lub pozostawić ładowarkę podłączoną (urządzenie posiada zabezpieczenie przed przeładowaniem).

Kwestie bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj dokładnie z jego instrukcją obsługi.
2. Przed podłączeniem urządzenia sprawdź czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
3. Jeżeli urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone lub wydaje niestandardowe odgłos pracy (główka szczoteczki, rękojeść szczoteczki ładowarka) nie używaj go. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. Urządzenie nie zawiera elementów przeznaczonych do napraw przez użytkownika.
4. Jeśli ładowarka, główki szczoteczki są uszkodzone, wymień je na oryginalne elementy tego samego typu, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
5. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, chw i pociągnij za wtyczkę, nigdy za kabel.
6. Ładowarka oraz kabel zasilający powinny być używane oraz przechowywane z dala od źródeł ciepła, wody oraz wilgoci.
7. Urządzenie nie może być obsługiwane przez os (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ora przez osoby, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia niezbędnego do obsługi tego urządzenia. Należy poinstruować dzieci, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki.
8. Nie należy używać urządzenia w innym celu niż opisanym w poniższej instrukcji. Szczoteczka j przeznaczona wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka.
9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użycia produktu.
10. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów
11. Nie używaj szczoteczki oraz ładowarki w kąpie lub pod prysznicem.
12. Nie używaj tego urządzenia w miejscu, w który mogłoby wpaść lub zostać wrzucone do wody.
13. Nie zanurzaj rękojeści szczoteczki oraz ładowarki w wodzie lub w innym płynie. Po zakończeniu czyszczenia sprawdź, czy wszystkie elementy są suche, zanim podłączysz je do sieci elektrycznej.

14. Nie powinno się obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
15. Urządzenie wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.
16. W przypadku przejścia operacji szczęki lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed użyciem szczoteczki po raz pierwszy skonsultuj się ze stomatologiem.
17. Skonsultuj się ze stomatologiem, jeśli po skorzystaniu ze szczoteczki wystąpi silne krwawienie.
18. Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie, przed użyciem szczoteczki skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia.
19. Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub częściej, gdy widoczne są ślady zużycia.
20. Nie należy myć główek szczoteczki w zmywarce.
21. Nie używaj innych główek niż te zalecane przez producenta.



**Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu administracja gminna lub punkt sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu produktu.

smilesonic Ltd
www.smilesonic.com

Dystrybucja w Polsce:
Smilesonic Sp. z o.o.
ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin